

## 产品说明书

产品名称：猴痘病毒 L1R 蛋白三聚体

货号：BHP002

英文名称：Monkeypox Virus (MPXV) L1R protein trimer

识别表位：猴痘病毒 L1R 蛋白

浓度：0.5mg/ml

规格：100 $\mu$ g/0.2ml/管

纯度：SDS-PAGE 检测纯度>90%

应用范围：所有检测平台

储存体系：0.1M 甘氨酸，pH7.2~7.4

来源：CHO 细胞

纯化方法：亲和层析

储存温度：两周内可存放于 2~8 $^{\circ}$ C，如需长期保存请分装后置于-20 $^{\circ}$ C。避免反复冻融。

有效期：36 个月

其它说明：仅用于体外研究，请根据实验室标准操作流程使用。本产品不具传染性。




Figure 1: L1R-protein trimer SDS-PAGE silver staining analysis

武汉滨会生物科技股份有限公司

地址：湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4, 436004

Tel: 027-87326962, E-mail: [BD@binhui-bio.com](mailto:BD@binhui-bio.com), Website: [www.binhui-bio.com.cn](http://www.binhui-bio.com.cn)