

## 产品说明书

产品名称：人 CD5 多抗

英文名称：anti-human CD5 pAb

货号：BHpAb001

产品规格：0.5 ml/0.2 ml/0.1 ml/

抗体浓度：1mg/ml

价格：1980 元/799 元/499 元

纯度：SDS-PAGE 检测纯度>90%


抗原：hCD5-mRNA-LNP

抗体来源：兔血清

应用：Western blot, IF, FACS, ELSA

使用范围：仅限科研使用，不能应用于临床


应用场景展示：





Western blot 检测

Lane1: 转染 CD5 重组质粒的 CHO 细胞上清

Lane2: 未转染 CD5 重组质粒的 CHO 细胞上清



Immuno-fluorescence 检测



FACS 检测 Jurket 细胞表面 CD5 表达 (左侧图: 未免疫, 右侧图: 免疫后)



地址：湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4，436004

Tel: 027-87326962, E-mail: [BD@binhui-bio.com](mailto:BD@binhui-bio.com), Website: [www.binhui-bio.com.cn](http://www.binhui-bio.com.cn)

*抗原、单抗、多抗、二抗、胶体金、科研试剂、技术服务与转让*